



2022年1月6日発行

糖尿病関連説明資料について

インスリン自己注射手技指導用パンフレット及び、糖尿病の各種指導用資料をオンラインマニュアル上にUPしました。各自の電子カルテで閲覧及び印刷が可能となっておりますので必要時にご活用ください。また、すでに案内がありました。糖尿病教育入院の対応マニュアルもUPされています。糖尿病教育入院患者の対応について詳細に記載されていますので、関係される方はご一読の上、患者対応をお願いします。

格納場所 運用マニュアル内

糖尿病関連マニュアル

1. インスリンブック ～正しく安全な使用のために～
2. 病棟療養指導マニュアル（糖尿病教育入院）

病棟療養指導マニュアル（糖尿病教育入院）

1. 糖尿病教育入院マニュアル
 - ・ 糖尿病教育入院マニュアル
2. 糖尿病療養指導パンフレット
 - ・ 糖尿病とは
 - ・ 運動療法
 - ・ 薬物療法
 - ・ フットケア
 - ・ 食事療法
 - ・ 低血糖、シックデイ
3. インスリンパンフレット
 - ・ 日本糖尿病協会：インスリン自己注射ガイド
 - ・ ノボルディスク（オゼンディック、ソルトファイ、ビクトーザ、フィアスプ）
 - ・ リリー（グラルギン、トルリシティ、ミリオペン）
 - ・ サノフィ（ランタスXR、リスプロ、アズパルト）

①教育入院マニュアル

②指導パンフレット

③各種注射剤の使用説明書

令和3年11月14日

岐阜大学医学部附属病院
＜糖尿病教育入院マニュアル＞

目次

- I. 糖尿病教育入院について
- II. 糖尿病教育入院時の指導（CP適応時）
- III. 西7階 集団教育予定表
- IV. 指導パンフレット
 - ・ 糖尿病とは
 - ・ 運動療法
 - ・ 薬物療法
 - ・ フットケア
 - ・ 食事療法
 - ・ 低血糖、シックデイ
- V. 療養指導ツール一覧
- VI. 退院後の在宅療養支援について
- VII. 糖尿病療養指導のコツ
 1. 指導のポイント
 2. セルフケアに向けての支援
 3. 糖尿病自己管理に関する療養上の知識の評価
 4. エンパワーメントアプローチ



インスリン アスパルト BS注スロスター NR[サファ]

の正しい使い方

【ノボスター】はインスリン アスパルトBS注スロスター NR[サファ]の注入部部分の名称です。

はじめにお読みください

- インスリン アスパルトBS注スロスター NR[サファ]は、インスリンが300単位含まれたカートリッジがすでに注入部にセットされている使い捨てタイプのインスリン製剤です。
- 注射のたびに新鮮な新しい注射針を使用してください。針が詰まると正しい量が注射できない（過少投与や過投与）おそれがあります。

こちらから動画でもご確認ください。

インスリン アスパルト BS注スロスター NR[サファ]

インスリン アスパルトBS注スロスター NR[サファ]は、インスリンカートリッジがすでに注入部にセットされている使い捨てタイプのインスリン製剤です。1～80単位まで1単位きざみで投与量を設定できます。

インスリンカートリッジ 残量目盛 ディアル表示 単位設定ダイヤル

ゴム栓 カンパ 注入ボタン

使い捨て注射針

ダイヤル表示の見方

ソノスター（10単位）から、単位設定するところがあります。数値のとき（例：20単位） 数値のとき（例：20単位）

ご使用にあたってのご注意

1. 本剤は他の人と共有しないでください。
2. 破損している場合や正しく機能することが確認できない場合は、決して使用しないでください。
3. 注射の前に必ず空気を取り除いてください。
4. 本剤は、JIS T 3226-2に準拠したA型専用注射針を用いてご使用ください。
5. 本剤とA型専用注射針との接合時に、まれに破損や剥離が認められる場合があります。新しい注射針に切り替えください。
6. 注射の手技が不明な場合は、お住まいの療養所等に相談してください。
7. 万一、破損した注射針が皮膚に刺さった場合、必ず本剤および注射針の予備をお持ちください。
8. インスリンカートリッジがランダムにインスリンを放出しない場合があります。

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)までご連絡下さい。

(文責：薬剤部 西田・看護部 古田)