

日本薬局方 生理食塩液

生食注シリンジ「オーツカ」5mL

生食注シリンジ「オーツカ」10mL

生食注シリンジ「オーツカ」20mL

日本薬局方 ロック用ヘパリンナトリウム液
血液凝固阻止剤

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL

ブリスター包装開封方法の変更のご案内


このたび、標記製品のブリスター包装について、横からの開封をできないようにし、ブリスター包装の端からの開封方法に統一しましたので、ご案内申し上げます。

変更内容

■ ブリスター包装の切り込み(ノッチ)の廃止

- ・ブリスター包装横の切り込み(ノッチ)からの開封で、開封が不完全な場合には、シリンジを取り出す際に押子(プランジャー)が脱落するおそれがあります。押子(プランジャー)脱落防止のため、切り込み(ノッチ)を廃止しブリスター包装の端からの開封に統一します。
- ・ブリスター包装の端の“開封口”からシールをゆっくり剥がしながら開封してください。

例 生食注シリンジ「オーツカ」10mL



※表示に変更はありません。

(裏面もご参照ください。)

■ 変更品の出荷予定時期

製品名	包装	統一商品コード [035]	出荷予定時期
生食注シリンジ「オーツカ」5mL	5mL×10シリンジ (ルアースリップタイプ)	19021-9	2022年12月中旬
	5mL×10シリンジ (ルアーロックタイプ)	52401-4	2022年12月上旬
生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL×10シリンジ (ルアースリップタイプ)	24361-8	2022年11月下旬
	10mL×10シリンジ (ルアーロックタイプ)	00581-0	2022年12月上旬
生食注シリンジ「オーツカ」20mL	20mL×10シリンジ (ルアースリップタイプ)	19061-5	2022年11月下旬
	20mL×10シリンジ (ルアーロックタイプ)	00571-1	2022年11月下旬
ヘパリンNaロック用10単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	5mL×10シリンジ (ルアースリップタイプ)	19201-5	2022年12月上旬
	5mL×10シリンジ (ルアーロックタイプ)	13201-1	2022年12月上旬
ヘパリンNaロック用10単位/mL シリンジ「オーツカ」10mL	10mL×10シリンジ (ルアースリップタイプ)	19221-3	2022年11月下旬
	10mL×10シリンジ (ルアーロックタイプ)	13191-5	2022年12月上旬
ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	5mL×10シリンジ (ルアースリップタイプ)	19241-1	2022年12月上旬
	5mL×10シリンジ (ルアーロックタイプ)	13181-6	2022年12月中旬
ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ「オーツカ」10mL	10mL×10シリンジ (ルアースリップタイプ)	19261-9	2022年11月下旬
	10mL×10シリンジ (ルアーロックタイプ)	13171-7	2022年12月上旬

製品流通の面から、変更品がお手元に届く時期が出荷予定時期と異なることもございますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



Otsuka

販売提携

大塚製薬株式会社

製造販売元

株式会社大塚製薬工場

お問い合わせ先: 株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター TEL 0120-719-814 受付時間 9:00~17:30(土・日、祝日、弊社休業日を除く)