

ソルデム1輸液 500mL品 容器・包装変更のご案内

2026年1月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、ソルデム1輸液500mL品につきまして、下記のとおり、容器および包装を変更いたしますので、ご案内申し上げます。なお、今後、同様の変更をいくつかの製品で実施予定です。


謹白

記

■ 変更内容


- ①製品本体（バッグ）の仕様および表示デザインを変更いたします。
また、ゴム栓部のシール（袋口シール）を「透明」から「白色（不透明）」に変更いたします。

変更前



袋口
シール有

変更後



袋口
シール有

	変更前	変更後
材質	バッグ：EVAC、ゴム 袋口シール：PET、PP	バッグ：PE、ゴム 袋口シール：PET、PP
寸法	全長 約250mm×幅 約129mm	全長 約264mm×幅 約127mm
シートの厚み	約350μm	約250μm
空バッグ重量	約28.3g	約23.7g
予備容量	約160mL	約160mL
ゴム栓穿刺面径	φ 12.2mm	φ 15mm

② 包装袋の仕様および表示を変更いたします。

変更前




変更後



注意) 写真は500mL品の代表例であり、排出口の色は実物とは異なります。

③ 出荷箱のサイズおよび表示デザインを変更いたします。また、カッターナイフを使わずに封かんテープを剥がせる仕様に変更いたします。

変更前



幅(W)408mm×奥行き(D)254mm×高さ(H)238mm
約11.9kg

変更後



幅(W)404mm×奥行き(D)264mm×高さ(H)257mm
約11.7kg

〈開封方法〉

開封用ミシン目を押し込み、テープをつかみ、引き上げます。



- **変更開始時期** 2026年3月末
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。



- **変更対象品種**
ソルテム 1 輸液 (500mL×20袋)

変更前

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード
TP-A05GM1V	350142672	 (01)04987350142689	 (01)14987350142679	1077193010102



変更後

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード	開始ロット
TP-AC05GM1	892153778	 (01)04987892153785	 (01)14987892153775	1077193010201	251215CA

※なお、一定期間、出荷箱に貼付しておりますラベルに「仕様変更品」の追記をさせていただきます。

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 www.terumo.co.jp
【問い合わせ先】テルモ・コールセンター 0120-12-8195 (9:00~17:45 土・日・祝日を除く)